



## AESCULAP® ELAN 4

O Favorito dos Cirurgiões em Precisão e Performance



Vencedor do  
**iF DESIGN AWARD 2016**  
Categoria Medicina / Saúde

# AESCULAP® ELAN 4

O FAVORITO DOS CIRURGIÕES EM PRECISÃO, DESEMPENHO E SIMPLICIDADE.  
PROJETADO NA ALEMANHA.

Como cirurgião, preciso fazer o melhor trabalho possível para manter a saúde e a qualidade de vida de meus pacientes e salvar vidas.

Nós cirurgiões somos perfeccionistas e estamos sob pressão constante. É por isso que a precisão é extremamente importante para nós.

Tanto na minha vida privada como no trabalho, atribuo grande valor aos produtos de alto desempenho, de alta precisão e confiáveis que atendem a esses requisitos e me ajudam a atingir meus objetivos.

---

Por que eu deveria aceitar compromissos na sala cirúrgica?

PESSOAL



# NO TRABALHO



PRECISÃO



DESEMPENHO



SIMPLICIDADE

# AESCULAP® ELAN 4

O FAVORITO DOS CIRURGIÕES EM PRECISÃO.

O relógio que eu uso é uma obra-prima da precisão e cada engrenagem é uma obra de arte notável. Eu o uso em meu pulso durante todo o dia e ele quase se tornou uma parte de mim. Eu mal posso sentir isso, mas eu sei que está lá e está funcionando perfeitamente. É exatamente como eu me sinto sobre o ELAN 4. Ele se encaixa perfeitamente na minha mão e é tão bem equilibrado que se tornou como um braço estendido, uma parte natural da minha mão. O ELAN 4 é preciso, confortável de segurar e opera suavemente e silenciosamente.

Como conseguiram isso?



# ERGONOMIA



## ENGENHARIA ALEMÃ INOVADORA:

- Novo posicionamento do motor antes da angulação, o que significa que não há necessidade de uma engrenagem angular ou um acoplamento do motor.

## RESULTADO:

- acoplamentos não são necessários
- as peças de mão ficam mais curtas e mais leves
- a parte angulada não aquece
- se encaixa confortavelmente na mão
- maior confiança e conforto

## BENEFÍCIOS:

ALTA PRECISÃO,  
CONVENIÊNCIA E  
SEGURANÇA

# AESCULAP® ELAN 4

O FAVORITO DOS CIRURGIÕES EM DESEMPENHO.

Meu carro tem que ser confiável e ter bastante potência - para mim é evidente. Além de acelerar rapidamente quando necessário, ele precisa cruzar suavemente em viagens longas e me levar para o meu destino de forma rápida e segura. Eu espero exatamente o mesmo de meu sistema de motor.

O ELAN 4 estabelece novos padrões em termos de desempenho geral. Nunca antes me deparei com um sistema que opera tão silenciosamente e ainda é tão eficaz.

---

Como isso foi possível?



# ALTA VELOCIDADE



DESIGN  
AWARD  
2016

Vencedor do  
**iF DESIGN AWARD 2016**  
Categoria Medicina / Saúde

## ENGENHARIA ALEMÃ INOVADORA:

- motores integrados
- função ligar/desligar integrada no cabo ou na mangueira para o acoplamento do motor

## RESULTADO:

- A velocidade de rotação é transferida diretamente, resultando em
- funcionamento muito suave
  - nenhuma perda de potência
  - alta confiabilidade
  - construção compacta - sem interruptor extra

## BENEFÍCIOS:

ALTA PRECISÃO,  
CONVENIÊNCIA E  
SEGURANÇA

# AESCULAP® ELAN 4

O FAVORITO DOS CIRURGIÕES EM SIMPLICIDADE.

Em nosso mundo high-tech, a simplicidade é agora um luxo - as coisas precisam ser simples de usar. É mais divertido quando as coisas simplesmente funcionam intuitivamente, sem a necessidade de coçar a cabeça ou adivinhação. Assim como o meu smartphone. É intuitivo de usar e todos os meus aplicativos importantes estão claramente dispostos na tela inicial.

O mesmo acontece com o ELAN 4. Posso selecionar o tipo de motor que estou acostumado. Os sistemas são diretos e a operação é autoexplicativa.

Os acoplamentos funcionam de acordo com o princípio plug and play e as fresas se encaixam em todos os comprimentos da peça de mão. Isto é o trabalho sem estresse.

Isso traz um sorriso ao meu rosto - e eu aposto que não sou o único!





# DOIS SISTEMAS



## ENGENHARIA ALEMÃ INOVADORA:

- todos os acoplamentos são compatíveis com o sistema plug and play
- comprimentos padronizados de fresas e de fácil codificação
- todos os elementos operacionais possuem uma marcação dourada

## RESULTADO:

- extremamente fácil de usar
- conjunto cirúrgico aerodinâmico com menos componentes
- a peça de mão sempre conterá o motor correto
- autoexplicativo
- todos os tipos e tamanhos de fresas estão disponíveis para todos os comprimentos de peça de mão

## BENEFÍCIOS:

PRAZER E SATISFAÇÃO EM TRABALHAR COM ESSE SISTEMA, PORQUE FOI DESENVOLVIDO DE FORMA CLARA E PRECISA. MENOS COMPONENTES E UM COMPRIMENTO UNIVERSAL DA FRESA OFERECEM POTENCIAIS DE ECONOMIA.

# AESCULAP® ELAN 4

O FAVORITO DOS CIRURGIÕES EM PRECISÃO E DESEMPENHO  
PROJETADO NA ALEMANHA.

## ELAN 4 Electro



GA822

ELAN 4 Electro  
Peça de mão p/  
trepanação  
(com encaixe  
Hudson)



GA849

ELAN 4 Electro  
Peça de mão p/  
craniotomia  
Tamanho Broca:  
2-anéis



GA861

ELAN 4 Electro  
peça de mão c/  
comprimento L4  
Tamanho Broca:  
1-anel



GA862

ELAN 4 Electro  
peça de mão c/  
comprimento L7  
Tamanho Broca:  
1-anel



GA863

ELAN 4 Electro  
peça de mão c/  
comprimento L10  
Tamanho Broca:  
1-anel



GA864

ELAN 4 Electro  
peça de mão c/  
comprimento  
L13. Tamanho  
Broca: 1-anel

O desempenho do ELAN 4 é impressionante, a forma como ele opera silenciosamente, a precisão e o seu excelente design ergonômico, gera conforto para as mãos do cirurgião. É simplesmente um prazer trabalhar com o ELAN 4.



**GA836**  
ELAN 4 Electro  
Serra sagital



**GA837**  
ELAN 4 Electro  
Serra recípro-  
cante



**GA824**  
ELAN 4 Electro  
peça de mão c/  
baixo velocidade  
(encaixe: micro-line)



**GA808**  
ELAN 4 Electro  
pedal



**GA806**  
ELAN 4 Electro  
cabo do motor



**GA800**  
ELAN 4 Electro  
Unidade de controle

# AESCULAP® ELAN 4

O FAVORITO DOS CIRURGIÕES EM PRECISÃO E DESEMPENHO  
PROJETADO NA ALEMANHA.

## ELAN 4 AIR



GA722

ELAN 4 AIR  
Peça de mão p/  
trepanação (com  
encaixe Hudson)



GA749

ELAN 4 AIR  
Peça de mão p/  
craniotomia  
Tamanho Broca:  
2-anéis



GA761

ELAN 4 AIR  
peça de mão c/  
comprimento L4  
Tamanho Broca:  
1-anel



GA762

ELAN 4 AIR  
peça de mão c/  
comprimento L7  
Tamanho Broca:  
1-anel



GA763

ELAN 4 AIR  
peça de mão c/  
comprimento  
L10. Tamanho  
Broca: 1-anel



GA764

ELAN 4 AIR  
peça de mão c/  
comprimento  
L13. Tamanho  
Broca: 1-anel

A instalação do sistema é clara e simples. Cada peça de mão contém o motor correto, reduzindo o risco de erros.



**GA736**  
ELAN 4 AIR  
Serra sagital



**GA737**  
ELAN 4 AIR  
Serra recipro-  
cante



**GA724**  
ELAN 4 AIR  
peça de mão c/  
baixo velocidade  
(encaixe: micro-line)



**GA708**  
ELAN 4 AIR  
pedal



**GA702R** 3 m  
**GA703R** 5 m

ELAN 4 AIR Mangueira  
de cilindro / parede



**GA705R**  
ELAN 4 AIR  
Mangueira do  
motor  
(compr. 3m)

# AESCULAP® ELAN 4

O FAVORITO DOS CIRURGIÕES EM PRECISÃO E DESEMPENHO  
PROJETADO NA ALEMANHA.

## ACESSÓRIOS



1/2

**GB941R**

ELAN 4  
Protetor de Dura  
Tamanho: P



1/2

**GB942R**

ELAN 4  
Protetor de Dura  
Tamanho: M



1/2

**GB943R**

ELAN 4  
Protetor de Dura  
Tamanho: G



1/2

**GB945R**

ELAN 4  
Guia fixação para  
peça de mão para  
craniotomia



1/2

**GB947R**

ELAN 4  
Protetor de Dura  
Rotável  
Tamanho: M



O conjunto cirúrgico simplificado e o comprimento universal da fresa, possibilita a redução de estoque e gera potenciais ganhos econômicos.



**GA395SU** ⓘ



Tubos descartáveis para irrigação


### SIRINGAS DE IRRIGAÇÃO DESCARTÁVEIS ⓘ

- GA258SU Siringa de irrigação descartável para serras
- GA259SU Siringa de irrigação descartável para acessórios de craniotomia
- GA261SU Siringa de irrigação descartável para peça de mão L4
- GA262SU Siringa de irrigação descartável para peça de mão L7
- GA263SU Siringa de irrigação descartável para peça de mão de L10

# AESCULAP® ELAN 4

O FAVORITO DOS CIRURGIÕES EM PRECISÃO E DESEMPENHO  
PROJETADO NA ALEMANHA.

## REPROCESSAMENTO



*Exemplo de configuração para o ELAN 4 AIR*

### SUPORTE ECCOS® DO ELAN 4 ELECTRO

GB076R	Suporte ECCOS® para GA822
GB077R	Suporte ECCOS® para GA824
GB082R	Suporte ECCOS® para 1 peça de mão
GB083R	Suporte ECCOS® para 3 peças de mão
GB085R	Suporte ECCOS® para GA849
GB086R	Suporte ECCOS® para GA836
GB087R	Suporte ECCOS® para GA837
GB073R	Suporte ECCOS® para GA806
GB718R	Suporte ECCOS® para Brocas / Fresas
GB719R	Suporte ECCOS® para 3 protetores de dura
GB720R	Suporte universal para lâminas de serra
GB072R	Guia de posicionamento de cabo/mangueira

### SUPORTE ECCOS® DO ELAN 4 AIR

GB053R	Suporte ECCOS para mangueira do motor
GB056R	Suporte ECCOS® para GA722
GB057R	Suporte ECCOS® para GA724
GB062R	Suporte ECCOS® para 1 peça de mão
GB063R	Suporte ECCOS® para 3 peças de mão
GB065R	Suporte ECCOS® para GA749
GB066R	Suporte ECCOS® para GA736
GB067R	Suporte ECCOS® para GA737
GB718R	Suporte ECCOS® para Brocas / Fresas
GB719R	Suporte ECCOS® para 3 protetores de dura®
GB720R	Suporte universal para lâminas de serra
GB072R	Guia de posicionamento de cabo/mangueira





Aqui na CME certificada, recebemos o processo de esterilização e conhecimento especializado da Aesculap na área de processamento estéril. O ELAN 4 atende aos requisitos cada vez mais rigorosos e estabelece novos padrões para o processamento estéril de sistemas de motores.

O suporte de limpeza permite uma limpeza interna confiável das peças de mão.



#### SUPORE P/ LIMPEZA E LAVAGEM INTERNA + ACESSÓRIOS DO ELAN 4 ELECTRO

- GB692R Rack para limpeza ELAN 4 Electro
- GB698R Adaptador para limpeza ELAN 4 Electro
- GB600860 Adaptador para lubrificação ELAN 4 Electro
- GB600 STERILIT® Lubrificante Motores Aesculap


#### SUPORE P/ LIMPEZA E LAVAGEM INTERNA + ACESSÓRIOS DO ELAN 4 AIR


- GB691R Rack para limpeza ELAN 4 AIR
- GB697R Adaptador para limpeza ELAN 4 AIR
- GB600850 Adaptador para lubrificação ELAN 4 AIR
- GB600 STERILIT® Lubrificante Motores Aesculap

# AESCULAP® ELAN 4

O FAVORITO DOS CIRURGIÕES EM PRECISÃO E DESEMPENHO  
PROJETADO NA ALEMANHA.


## LÂMINAS

Lâminas de serra – Serra sagital   
para GA736 e GA836




GP491R

Lâmina de  
serra sagital  
10/13/0.3 mm




GP492R

Lâmina de  
serra sagital  
15/5/0.3 mm




GP493R

Lâmina de  
serra sagital  
20/5/0.3 mm




GP494R

Lâmina de  
serra sagital  
20/10/0.3 mm




GP495R

Lâmina de  
serra sagital  
20/15/0.3 mm



GP496R

Lâmina de  
serra sagital  
25/5/0.3 mm




GP497R

Lâmina de  
serra sagital  
25/12/0.3 mm

O ELAN 4 foi desenvolvido utilizando tecnologias de fabricação de última geração em Tuttlingen na Alemanha, na Fábrica de Inovação da Aesculap AG.



## Lâminas de serra – Serra Reciprocante para GA737 e GA837



### GP542R

Lâmina de serra  
reciprocante  
micro  
13/0.3 mm

### GP543R

Lâmina de serra  
reciprocante  
micro  
20/0.3 mm

### GP544R

Lâmina de serra  
reciprocante  
micro  
13/0.3 mm


### GP545R

Lâmina de serra  
reciprocante  
micro  
20/0.3 mm

# AESCU LAP<sup>®</sup> ELAN 4

O FAVORITO DOS CIRURGIÕES EM PRECISÃO E DESEMPENHO  
PROJETADO NA ALEMANHA.

## BROCAS E FRESAS



BROCAS E FRESAS PARA PEÇAS DE MÃO DE 1 ANEL

### BROCA CORTANTE

	0.6 mm	0.8 mm	1.0 mm	1.0 mm	1.4 mm	1.4 mm	1.8 mm	1.8 mm	2.3 mm	2.3 mm
<b>Art No.</b>	GP111R*	GP112R*	GP113R	GP114R*	GP115R	GP116R*	GP117R	GP118R*	GP120R	GP121R*
	2.7 mm	2.7 mm	3.0 mm	3.5 mm	4.0 mm	4.5 mm	5.0 mm	6.0 mm		
<b>Art No.</b>	GP122R	GP123R*	GP124R	GP125R	GP126R	GP127R	GP128R	GP129R		

### BROCA CORTANTE, SOFT CUT

	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm
<b>Art No.</b>	GP133R	GP134R	GP135R	GP136R

### BROCA TWIN CUT

	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	7.0 mm
<b>Art No.</b>	GP184R	GP185R	GP186R	GP187R

\*Fresas com Overhang extra




## FRESAS PARA PEÇAS DE MÃO DE 1 ANEL

### BROCA DIAMANTADA

	0.6 mm	0.8 mm	1.0 mm	1.0 mm	1.4 mm	1.4 mm	1.8 mm	1.8 mm	2.3 mm	2.3 mm
<b>Art No.</b>	GP141R*	GP142R*	GP143R	GP144R*	GP145R	GP146R*	GP147R	GP148R*	GP149R	GP150R*
	2.7 mm	2.7 mm	3.0 mm	3.5 mm	4.0 mm	4.5 mm	5.0 mm	6.0 mm		
<b>Art No.</b>	GP151R	GP152R*	GP153R	GP154R	GP155R	GP156R	GP157R	GP158R		

### BROCA DIAMANTADA, GROSSA

	2.0 mm	2.0 mm	2.3 mm	2.3 mm	3.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm
<b>Art No.</b>	GP161R	GP162R*	GP163R	GP164R*	GP165R	GP166R*	GP168R	GP169R	GP170R

### BROCA DIAMANTADA, EXTRA GROSSA


	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	7.0 mm
<b>Art No.</b>	GP173R	GP174R	GP175R	GP176R	GP177R

\*Fresas com saliência mais longa

# AESULAP® ELAN 4

O FAVORITO DOS CIRURGIÕES EM PRECISÃO E DESEMPENHO  
PROJETADO NA ALEMANHA.

## BROCAS E FRESAS



BROCAS PARA PEÇAS DE MÃO DE 1 ANEL


### BROCA CORTANTE - NEUROCUTTER, TIPO DOS EUA

	1.5 mm	2.0 mm	2.5 mm	3.0 mm	3.0 mm
<b>Art No.</b>	GP201R*	GP202R*	GP203R*	GP204R	GP205R*

### BROCA CORTANTE - NEUROCUTTER, TIPO DA AESULAP

	2.0 mm	2.5 mm	3.0 mm
<b>Art No.</b>	GP208R	GP209R	GP210R

### BROCA DIAMANTADA - NEUROCUTTER (GROSSA)

	1.5 mm	1.5 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.5 mm	2.5 mm	3.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	4.0 mm
<b>Art No.</b>	GP211R	GP212R*	GP213R	GP214R*	GP215R	GP216R*	GP217R	GP218R*	GP219R	GP220R*

### BROCA BARRIL, PADRÃO

	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm
<b>Art No.</b>	GP224R	GP225R	GP226R


### BROCA BARRIL, CORTE SUAVE

	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm
<b>Art No.</b>	GP228R	GP229R	GP230R

### BROCA CÔNICA

	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm
<b>Art No.</b>	GP234R	GP235R	GP236R

### BROCA CÔNICA REVERSA DIAMANTADA - GROSSA

	4.0 mm
<b>Art No.</b>	GP238R


\*BROCA COM OVERHANG EXTRA

## BROCAS PARA PEÇAS DE MÃO DE 1 ANEL

### BROCA BOLOTA

	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm
<b>Art No.</b>	GP193R	GP194R	GP195R	GP196R


### BROCA OVAL

	4.0 mm	5.5 mm
<b>Art No.</b>	GP232R	GP233R


### LINDEMANN

	1.8 mm	2.1 mm	2.3 mm	2.3 mm
<b>Comp.</b>	7 mm	10 mm	10 mm	22 mm
<b>Art No.</b>	GP241R	GP242R	GP243R	GP240R

### FRESA ESPIRAL

	1.5 mm	2.0 mm
<b>Art No.</b>	GP188R	GP189R


### FRESA PONTIAGUDA

	1.0 mm
<b>Art No.</b>	GP190R

### BROCA CORTANTE - CARBONETO DE TUNGSTÊNIO

	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm
<b>Art No.</b>	GP113TC	GP119TC	GP124TC	GP126TC	GP128TC	GP129TC


### BROCA CORTANTE NEU-ROCUTTER - CARBONETO DE TUNGSTÊNIO

	3.0 mm
<b>Art No.</b>	GP210TC

# AESCULAP® ELAN 4

O FAVORITO DOS CIRURGIÕES EM PRECISÃO E DESEMPENHO  
PROJETADO NA ALEMANHA.

## BROCAS E FRESAS



FRESAS PARA PEÇAS DE MÃO DE 2 ANÉIS

### FRESA DE CRANIOTOMIA, ESPIRAL

	Comp.	•	••	•••
Art No.	GP341R	GP342R	GP343R	

### FRESA DE CRANIOTOMIA, RETO

	Comp.	•	••	•••
Art No.	GP351R	GP352R	GP353R	





# AESCUAP® ELAN 4

O FAVORITO DOS CIRURGIÕES EM PRECISÃO E DESEMPENHO  
PROJETADO NA ALEMANHA.

## INFORMAÇÕES DO PRODUTO

### ELAN 4 ELECTRO

<b>GA800</b>	Unidade de controle do ELAN 4 Electro
<b>GA806</b>	Cabo do motor do ELAN 4 Electro
<b>GA808</b>	Controle de pé do ELAN 4 Electro
<b>GA822</b>	Driver de perfuração do ELAN 4 Electro com acoplamento Hudson
<b>GA849</b>	Craniotome e peça de mão multifunções do ELAN 4 Electro (2-anéis)
<b>GA861</b>	Peça de mão padrão do ELAN 4 Electro (1-anel) L4
<b>GA862</b>	Peça de mão padrão do ELAN 4 Electro (1-anel) L7
<b>GA863</b>	Peça de mão padrão do ELAN 4 Electro (1-anel) L10
<b>GA864</b>	Peça de mão padrão do ELAN 4 Electro (1-anel) L13
<b>GA836</b>	Serra sagital micro do ELAN 4 Electro
<b>GA837</b>	Serra alternada micro do ELAN 4 Electro
<b>GA824</b>	Motor de velocidade baixa do ELAN 4 Electro com intra-acoplamento

### ELAN 4 AIR

<b>GA702R</b>	Mangueira de parede de 3 m do ELAN 4 AIR
<b>GA703R</b>	Mangueira de parede de 5 m do ELAN 4 AIR
<b>GA705R</b>	Mangueira do motor de 3 m do ELAN 4
<b>GA708</b>	Controle de pé do ELAN 4 AIR
<b>GA710R</b>	Adaptador de parede Aesculap-Draeger do ELAN 4 AIR
<b>GA712R</b>	Adaptador de parede Schrader com difusor do ELAN 4 AIR

<b>GA713R</b>	Adaptador de parede DIN com difusor do ELAN 4 AIR
<b>GA715R</b>	Adaptador de parede Synthes do ELAN 4 AIR
<b>GA722</b>	Driver de perfuração do ELAN 4 AIR com acoplamento Hudson
<b>GA749</b>	Craniotome e peça de mão multifunções do ELAN 4 AIR (2-anéis)
<b>GA761</b>	Peça de mão padrão do ELAN 4 AIR (1-anel) L4
<b>GA762</b>	Peça de mão padrão do ELAN 4 AIR (1-anel) L7
<b>GA763</b>	Peça de mão padrão do ELAN 4 AIR (1-anel) L10
<b>GA764</b>	Peça de mão padrão do ELAN 4 AIR (1-anel) L13
<b>GA736</b>	Serra sagital micro do ELAN 4 AIR
<b>GA737</b>	Serra alternada micro do ELAN 4 AIR
<b>GA724</b>	Motor de velocidade baixa do ELAN 4 AIR com intra-acoplamento

### ACESSÓRIOS PARA CRANIOTOMIA E PEÇA DE MÃO MULTIFUNCIONAL

<b>GB941R</b>	Duraguard fixo do ELAN 4, pediátrico
<b>GB942R</b>	Duraguard fixo do ELAN 4, padrão
<b>GB943R</b>	Duraguard fixo do ELAN 4, longo
<b>GB945R</b>	Dispositivo de fixação do ELAN 4
<b>GB947R</b>	Duraguard giratório do ELAN 4, padrão

## INFORMAÇÕES DO PRODUTO

### ACESSÓRIOS PARA IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA

<b>GA395SU</b>	Conjunto de tubos descartáveis para bomba de irrigação do ELAN 4 Electro
<b>GA258SU</b>	Bico de pulverização descartável para serras do ELAN 4
<b>GA259SU</b>	Bico de pulverização descartável para acessórios de craniotomia do ELAN 4
<b>GA261SU</b>	Bico de pulverização descartável para peça de mão de 1 anel L4 do ELAN 4
<b>GA262SU</b>	Bico de pulverização descartável para peça de mão de 1 anel L7 do ELAN 4
<b>GA263SU</b>	Bico de pulverização descartável para peça de mão de 1 anel L10 do ELAN 4
<b>GA264SU</b>	Bico de pulverização descartável para peça de mão de 1 anel L13 do ELAN 4

### REPROCESSAMENTO

<b>GB053R</b>	Suporte para mangueira de motor ECCOS® do ELAN 4 AIR
<b>GB056R</b>	Suporte para o driver de perfuração ECCOS® do ELAN 4 AIR GA722
<b>GB057R</b>	Suporte para motor de baixa velocidade ECCOS® do ELAN 4 AIR Intra GA724
<b>GB062R</b>	Suporte para 1 peça de mão ECCOS® do ELAN 4 AIR
<b>GB063R</b>	Suporte para 3 peças de mão ECCOS® do ELAN 4 AIR
<b>GB065R</b>	Suporte para craniotomia ECCOS® do ELAN 4 AIR GA749
<b>GB066R</b>	Suporte para a serra sagital micro ECCOS® do ELAN 4 AIR GA736
<b>GB067R</b>	Suporte para as serras alternadas ECCOS® do ELAN 4 AIR GA732 e GA737
<b>GB073R</b>	Suporte para o cabo de motor ECCOS® do ELAN 4 Electro
<b>GB076R</b>	Suporte para o driver de perfuração ECCOS® do ELAN 4 AIR Electro GA822
<b>GB077R</b>	Suporte para motor de baixa velocidade ECCOS® do ELAN 4 Electro Intra GA824

<b>GB082R</b>	Suporte para 1 peça de mão ECCOS® do ELAN 4 Electro
<b>GB083R</b>	Suporte para 3 peças de mão ECCOS® do ELAN 4 Electro
<b>GB085R</b>	Suporte para craniotomia ECCOS® do ELAN 4 eletr GA849
<b>GB086R</b>	Suporte para a serra sagital micro ECCOS® do ELAN 4 Electro GA836
<b>GB087R</b>	Suporte para as serras alternadas ECCOS® do ELAN 4 Electro GA832 e GA837
<b>GB718R</b>	Suporte para 12 fresas ECCOS® do ELAN 4
<b>GB719R</b>	Suporte para 3 acessórios de craniotomia ECCOS® do ELAN 4
<b>GB720R</b>	Suporte universal ECCOS® para lâminas de serra
<b>GB072R</b>	Guia de posicionamento de cabo/mangueira ECCOS®
<b>GB691R</b>	Dispositivo de lavagem do ELAN 4 AIR
<b>GB692R</b>	Dispositivo de lavagem do ELAN 4 Electro
<b>GB697R</b>	Adaptador de lavagem do ELAN 4 AIR
<b>GB698R</b>	Adaptador de lavagem do ELAN 4 Electro
<b>GB600</b>	Pulverizador de óleo STERILIT® Power Sytems
<b>GB600850</b>	Unidade de controle do ELAN 4 Electro
<b>GB600860</b>	Adaptador de pulverizador de óleo do ELAN 4 Electro

B. Braun Brasil | Aesculap  
Av. Eugênio Borges 1092, Arsenal | 24751-000 | São Gonçalo | RJ | Brasil  
S.A.C: 0800 0227286 | [www.bbraun.com.br](http://www.bbraun.com.br)

AESULAP® – a B. Braun brand



Siga a B. Braun nas Redes Sociais:



/bbraunbrasil | /bbraunbrasil | @bbraunbrasil