

	Tamanho	Distal - AP (mm)	Distal - Lateral (mm)	Comprimento (mm)	Offset (mm)	Ângulo CCD
Bicontract S	10	7	6,5	150	39,1	135
	11	8	7	150	40,2	135
	12	9	7,5	150	41,3	135
	13	9,5	8	160	42,4	135
	14	10,5	8,5	160	43,5	135
	15	11,5	9	170	44,6	135
	16	12,5	9,5	170	45,7	135
	17	13,5	10	180	46,8	135
	18	14,5	10,5	180	47,9	135
	19	15,5	11	180	49	135
21	16,5	11,5	180	50,1	135	

Bicontract N	9	7	6	130	31,5	135
	10	8	6,5	130	32	135
	11	8,5	7	135	32,5	135
	12	9,5	7,5	135	33	135
	13	10,5	8	140	33,5	135
	14	11,5	8,5	140	34	135
	15	12,5	9	145	34,5	135
16	13,5	9,5	145	35	135	

Bicontract SD	9	7	6	135	40	135
	10	8	6,5	135	40	135
	11	8,5	7	140	40	135
	12	9,5	7,5	140	40	135
	13	10	8	150	40	135
	14	11	8,5	150	40	135
	15	11,6	9	160	40	135
16	12,6	9,5	160	40	135	

Bicontract H	10	7	6,5	150	45,1	128
	11	8	7	150	46,2	128
	12	9	7,5	150	47,3	128
	13	9,5	8	160	48,4	128
	14	10,5	8,5	160	49,5	128
	15	11,5	9	170	50,6	128
	16	12,5	9,5	170	51,7	128
	17	13,5	10	180	52,8	128
	18	14,5	10,5	180	53,9	128
	19	15,5	11	180	55	128
21	16,5	11,5	180	56,1	128	

Metha	0	7,26	5	97,5	125 / 130 / 135
	1	7,26	5	97,5	125 / 130 / 135
	2	7,21	5	102,5	125 / 130 / 135
	3	7,06	5	107,5	125 / 130 / 135
	4	6,94	5	112,5	125 / 130 / 135
	5	6,85	5	117,5	125 / 130 / 135
	6	6,8	5	122,5	125 / 130 / 135
	7	6,8	5	122,5	125 / 130 / 135

Prevision	P1				45	135
	P1 + 10				45	135
	P1 + 20				45	135
	P2				46,5	135
	P2 + 10				46,5	135
	P2 + 20				46,5	135
	P3				48	135
	P3 + 10				48	135
P3 + 20				48	135	

