

## TERAPIA COM RADIOFREQUÊNCIA

O uso da radiofrequência - utilizada como lesão térmica - já é amplamente indicado para o tratamento da dor. Uma corrente de alta frequência faz com que a temperatura do eletrodo eleve-se, e assim os nervos possam ter os impulsos elétricos interrompidos.


### Indicações

- | Denervação facetária
- | Coagulação intra-discal
- | Neurotomia
- | Cordotomia
- | Simpatectomia
- | Radiculotomia

### TherMedico NK1

- | Sistema de auto-teste do eletrodo. Sinaliza eventuais erros de conexão e/ou de intensidade de energia.
- | Design ergonômico e de fácil manuseio
- | Controle automático de temperatura
- | Início pelo botão "Start"
- | Lesão RF e pulsado RF
- | Disponibilidade de diferentes eletrodos e cânulas
- | Aparelho com sistema em português

Autorização  
de Funcionamento  
Anvisa:  
KL872L6439HM



Fabricante:

**schwa·medico**  
MEDICAL EQUIPMENT  
[www.schwa-medico.com](http://www.schwa-medico.com)



Importador:

**CROMO LIFE**  
EQUIPAMENTO MÉDICO  
[www.cromolife.com.br](http://www.cromolife.com.br)

Distribuidor Local:

**schwa·medico**  
MEDICAL EQUIPMENT 